

MEDIROL

Clubman

KATALOGOVÉ ČÍSLO

K116



Standardní výbava

- Anatomický sedák a opěradlo pro vysoký komfort pacienta
- Zadní teleskopická madla pro přenášení
- Přední výsuvná madla pro přenášení
- Boční sklopné opěry rukou
- Sklopná opera nohou
- Čtyřbodový pasový systém
- Brzdy na zadních kolech
- Ergonomické ovládání
- Kola o velkém průměru usnadňující pohyb i v obtížném terénu
- Oranžový rám s vysokou viditelností ošetřený práškovým lakováním
- Lehká hliníková konstrukce
- Vhodné pro tlakové mytí

Volitelná výbava

- Zadní výsuvná madla pro přenášení

Specifikace

Katalogové číslo	K116
Délka	87 cm
Šířka	55 cm
Výška	121 cm
Hmotnost (bez matrace a pasů)	19 kg
Délka vysunutí předního madla	
Pozice 1	23 cm
Pozice 2	34 cm
Pozice 3	45 cm
Délka vyklopení zadního madla	41 cm
Průměr kol	
Přední	15 cm
Zadní	12,5 cm
Maximální nosnost	250 kg
Doporučený úchytný systém	F202 CLUBFIX

Hodnoty jsou zaokrouhleny na nejbližší celé číslo.

CE



RESCUE AND ROLL

MEDIROL si vyhrazuje právo změnit specifikaci bez předchozího upozornění.
© 2014 MEDIROL s.r.o.