

MEDIROL

Clinic Extero

KATALOGOVÉ ČÍSLO

N114-P113



Standardní výbava

- Ovládání předních kol umožňuje jejich otáčení nebo zajištění v přímé poloze
- Ergonomické ovládání
- Sedm výškových pozic
- Jednočlenná obsluha
- Dvoukrokový systém odjištění nohou při nakládání do sanitního vozidla
- Bzdy na zadních kolech umožňují zabránit pohybu nosítka
- Reflexní prvky
- Kola o velkém průměru usnadňující pohyb i v obtížném terénu
- Výsuvná madla pro přenášení s odjištěním pomocí jedné ruky
- Oranžový rám s vysokou viditelností ošetřený práškovým lakováním
- Lehká hliníková konstrukce
- Boční sklopná madla s odjištěním pomocí jedné ruky
- Plně polohovatelný podlavník, opěrka hlavy, podnožník a lýtková část pomocí plynových pružin
- Vhodné pro tlakové mytí
- Splňuje evropskou normu EN-1789

Volitelná výbava

- Bezpečnostní pojistka zabraňující opuštění stolu nosítek bez řádného zajištění předních nohou podvozku



RESCUE AND ROLL

Specifikace podvozku

Katalogové číslo	P113
Délka	195 cm
Šířka	56 cm
Výška (od země k ložné ploše pacienta)	
Pozice 1	32 cm
Pozice 2	66 cm
Pozice 3	74 cm
Pozice 4	81 cm
Pozice 5	88 cm
Pozice 6	95 cm
Pozice 7	102 cm
Hmotnost	28 kg
Pojezdová kola	
Průměr	20 cm
Šířka	5 cm
Maximální nosnost	275 kg
Minimální počet obsluhujících osob	1
Doporučená nájezdová výška	70 cm
Doporučený úchytný systém	F102 ROLFIX

Specifikace nosítka

Katalogové číslo	N114
Délka	194 cm
Šířka	56 cm
Výška	15 cm
Hmotnost (bez matrace a pasů)	22 kg
Maximální nosnost	250 kg
Délka vysunutí madla	27 cm
Polohování	
Podlavník	0° - 90°
Opěrka hlavy	± 30°
Podnožník	0° - 30°
Lýtková část	0° - 50°

Hodnoty jsou zaokrouhleny na nejbližší celé číslo.

MEDIROL si vyhrazuje právo změnit specifikaci bez předchozího upozornění.

© 2012 MEDIROL s.r.o.